



# ORTHOPEDIC



## ORTHOPEDIC ORTHESIS

1, Rue du moulin, 1320 Tourinnes-la-grosse  
Belgique

---

INFO@ORTHOPEDIC-ORTHESIS.COM

# ORTHOPEDIC ORTHESIS

ORTHOPEDIC s.a. est une société familiale créée en 1988 qui s'est spécialisée tout d'abord dans l'importation de matériel de contention pour l'orthopédie (orthèses) en provenance des Etats-Unis et de France pour finalement devenir concepteur et fabricant dès le milieu des années 90.

## UNE TOUTE NOUVELLE GAMME

La fabrication se fait selon des normes de qualité très strictes aussi bien au niveau de la confection que dans les choix des composants de nos articles.



Notre usine est certifiée ISO 9001 et OEKO TEX. Notre gamme est complètement relookée et enrichie de nouveaux articles en cette fin d'année 2021. La gamme s'étoffera dans les prochains mois afin de couvrir au maximum les besoins de notre clientèle.



# COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Un dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'un renfort de rigidité pour le cou est requis. Il permet un maintien prolongé en hyperextension et un effet antalgique du rachis cervical.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Entorse cervicale bénigne
- Arthrose cervicale
- Sevrage progressif d'un collier rigide

- **COLLIER EN MOUSSE DE POLYESTER**
- **RECOUVERT DE JERSEY COTON**
- **RENFORT EN PLASTIQUE**
- **FERMETURE VELCRO**


## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE COU (CM)	REF.
1	30-34	1004-1
2	35-39	1004-2
3	40-44	1004-3
4	45-50	1004-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# COLLIER CERVICAL SOUPLE

Un dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'une contention souple du cou est requise. Il assure un soutien léger des vertèbres cervicales tout en limitant les mouvements rotatifs du cou. Il apporte également un effet thermique décontractant.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Torticolis
- Arthrose cervicale
- Port nocturne

- **COLLIER EN MOUSSE**
- **RECOUVERT DE JERSEY COTON**
- **FERMETURE VELCRO**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE COU (CM)	REF.
0	< 30	1002-0
1	30-34	1002-1
2	35-39	1002-2
3	40-44	1002-3
4	45-50	1002-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# SANGLE CLAVICULAIRE



Une orthèse assurant un soutien claviculaire. Recommandée pour un maintien et un grand confort d'utilisation tout en soutenant la clavicule. Elle élimine la fatigue musculaire avec une mise en place facile.

UTILISATION EN CAS DE :

- Fractures claviculaires
- Entorses acromio-claviculaire

- **UN REGLAGE ANGULAIRE ET LATERAL GRACE À LA BOUCLE PLASTIQUE CAPITONNÉE EN TISSU LAMINÉ SUR BASE EN MOUSSE RECOUVERTE DE JERSEY COTON**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	CARRURE (CM)	REF.
0	< 25	1302-0
1	25-30	1302-1
2	30-40	1302-2
3	40-50	1302-3
4	> 50	1302-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# CEINTURE ABDOMINALE

Une orthèse assurant un soutien du dos. Elle permet d'obtenir un maintien léger qui diminue les mouvements et fournit une compression abdominale instantanée ainsi qu'un soutien du dos. Fabriqué à partir de tissu respirant.

UTILISATION EN CAS DE :

- Traumatisme thoracique
- Hernie abdominale
- Rééducation post-opératoire

- **TISSU MULTI-ÉLASTIQUE ADAPTABLE À TOUTES LES MORPHOLOGIES**
- **ESPACES INTER-ÉLASTIQUE VENTILÉ**
- **FERMETURE VELCRO SUR LE PANNEAU DE JERSEY SUR UNE BASE MOUSSE**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)	REF.
1	60-85	7250-1
2	56-95	7250-2
3	96-110	7250-3
4	110-150	7250-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# CEINTURE POUR CÔTES FEMME

Une orthèse assurant un soutien du dos. Elle permet d'obtenir un maintien léger qui diminue les mouvements de la cage thoracique, elle joue un rôle d'amortisseur et diminue l'apparition des douleurs.

Port confortable et toucher doux grâce à la légèreté du tissu.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Fracture costale
- Insuffisance respiratoire

- **DOUBLE ELASTIQUE EN CONFECTION ANATOMIQUE**
- **FERMETURE VELCRO SUR LE PANNEAU EN TISSU LAMINÉ SUR MOUSSE AVEC INTÉRIEUR EN BOUCLETTE COTON**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

## TAILLE

## REF.

Universelle

7050-10

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# CEINTURE POUR CÔTES HOMME

Une orthèse assurant un soutien du dos. Elle permet d'obtenir un maintien léger qui diminue les mouvements de la cage thoracique, elle joue un rôle d'amortisseur et diminue l'apparition des douleurs.

Port confortable et toucher doux grâce à la légèreté du tissu.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Fracture costale
- Insuffisance respiratoire

- **DOUBLE ELASTIQUE EN CONFECTION ANATOMIQUE**
- **FERMETURE VELCRO SUR LE PANNEAU EN TISSU LAMINÉ SUR MOUSSE AVEC INTÉRIEUR EN BOUCLETTE COTON**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

## TAILLE

REF.

Universelle

7010-10

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# IMMOBILISATION D'EPAULE



Une orthèse assurant une immobilisation de l'épaule. Elle est recommandée pour fixer l'articulation et garder le membre supérieur en position "coude au corps". Légère et confortable, adaptabilité optimale à la morphologie et à la pathologie de chacun. Elle élimine la fatigue musculaire avec une mise en place facile.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Traumatologie du membre supérieur
- Luxation de l'épaule

- **MANCHON DE GRAND CONFORT EN TISSU LAMINÉ SUR UNE MOUSSE**
- **BRETELLES CROISÉES DANS LE DOS POUR UNE MEILLEURE FIXATION**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE POITRINE (CM)	REF.
1	< 70	1201-1
2	70-95	1201-2
3	95-115	1201-3
4	115-135	1201-4
5	> 135	1201-5

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# SUPPORT DE BRAS FILET



Une orthèse assurant un maintien et un soutien pour le bras et l'avant-bras. Recommandée pour stabiliser la main et l'épaule pour éviter toutes les phases d'hyperflexion. Un support de bras en filet aéré qui permet un soutien et un maintien confortable grâce à sa sangle capitonnée évitant l'effet de cisaillement. Elle élimine la fatigue musculaire avec une mise en place facile.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Traumatologie bénigne du membre supérieur
- Immobilisation temporaire de la main ou du bras

- **UN SUPPORT DU COUDE ET SANGLE AMOVIBLE EN POLYESTER**
- **TISSU FILET EN POLYAMIDE**
- **REGLAGE FACILE PAR AUTO-AGRIPPANTS**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	AVANT-BRAS (CM)	REF.
0	< 20	1103-0
1	20-27	1103-1
2	27-31	1103-2
3	31-34	1103-3
4	34-40	1103-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# SUPPORT DE BRAS



Une orthèse assurant un maintien et un soutien pour le bras et l'avant-bras. Recommandée pour stabiliser la main et l'épaule pour éviter toutes les phases d'hyperflexion. Une forme anatomique et un coude bien maintenu avec une mise en place facile grâce à sa fermeture adaptable.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Immobilisation après traumatisme de l'épaule ou du coude et de l'avant-bras.

- **UN SUPPORT DU COUDE ET SANGLE AMOVIBLE**
- **ECHARPE EN COTON**
- **REGLAGE FACILE PAR AUTO-AGRIPPANTS**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	AVANT-BRAS (CM)	REF.
0	< 20	1104-0
1	20-27	1104-1
2	27-31	1104-2
3	31-34	1104-3
4	34-40	1104-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# ATTELLE POIGNET - POUCE

Une orthèse assurant une stabilisation et immobilisation du poignet et du pouce. Une forme anatomique pour soulager les douleurs et réduire les tensions. Très légère pour une meilleure adaptabilité aux gestes quotidiens.

UTILISATION EN CAS DE :

- Tendinite de Quervain
- Blessure au scaphoïde
- Rhizarthrose
- Traumatologie du pouce

- **TISSU EXTÉRIEUR EN POLYAMIDE**
- **2 ECLISSES PALMAIRES AJUSTABLES ET 2 BALEINES SOUPLES POUR ASSURER UNE STABILITÉ ET UNE ÉLIMINATION DU RISQUE LORS DES MOUVEMENTS**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)	REF.
1	13-16	1903-1 G/D
2	16-19	1903-2 G/D
3	19-23	1903-3 G/D

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# ATTELLE DE DOIGTS 2/3



Une orthèse assurant une stabilité du poignet et de la main, recommandée pour empêcher les mouvements de l'articulation afin de favoriser la consolidation osseuse. Adaptabilité optimale d'immobilisation de l'index et du majeur. Anatomique au niveau de la main pour éliminer la fatigue musculaire.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Fracture des index/majeur
- Traumatisme du poignet, main, doigt
- Post-opératoire

- **BALEINE SOUPLE ET AMOVIBLE**
- **FLEXIBLE À LA MAIN POUR UNE IMMOBILISATION OPTIMALE**
- **FERMETURE DES DOIGTS À FIXATION VELCRO**
- **TISSU EXTÉRIEUR EN POLYESTER**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)	REF.
1	13-16	1907-1 G/D
2	16-19	1907-2 G/D
3	19-23	1907-3 G/D

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# ATTELLE DE DOIGTS 4/5



Une orthèse assurant une stabilité du poignet et de la main, recommandée pour empêcher les mouvements de l'articulation afin de favoriser la consolidation osseuse. Adaptabilité optimale d'immobilisation de l'annulaire et de l'auriculaire. Anatomique au niveau de la main pour éliminer la fatigue musculaire.

## UTILISATION EN CAS DE :

- Fracture des annulaire/auriculaire
- Traumatisme du poignet, main, doigt
- Post-opératoire

- **BALEINE SOUPLE ET AMOVIBLE**
- **FLEXIBLE À LA MAIN POUR UNE IMMOBILISATION OPTIMALE**
- **FERMETURE DES DOIGTS À FIXATION VELCRO**
- **TISSU EXTÉRIEUR EN POLYESTER**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)	REF.
1	13-16	1908-1 G/D
2	16-19	1908-2 G/D
3	19-23	1908-3 G/D

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# ATTELLE DE DOIGT

Une orthèse assurant une stabilité du poignet et du doigt, recommandée pour une immobilisation efficace des phalanges ou des os métacarpiens ainsi qu'un soulagement de la douleur.

UTILISATION EN CAS DE :

- Fracture
- Luxation
- Entorse

- **BALEINE SOUPLE ET MODELABLE POUR UNE POSITION OPTIMALE**
- **FERMETURE À 4 BANDES AMOVIBLES ANTIGLISSSES**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

## TAILLE

REF.

Universelle

1900-10

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

# COUSSIN D'ABDUCTION DES HANCHES



Une orthèse assurant un positionnement des membres inférieurs en légère abduction. Elle permet de stabiliser les jambes en position d'écartement afin d'éviter le mouvement de croisement responsable des luxations. Améliore la stabilité de l'articulation.

UTILISATION EN CAS DE :

- Fixation post-opératoire des membres inférieurs
- Luxation de la hanche

- **COUSSIN POUR POSITIONNER LES MEMBRES INFÉRIEURS**
- **BANDES DE PROTECTION**
- **FIXATION PAR CEINTURES AUTO-AGRIPPANTES**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

## TAILLE

REF.

Universelle

1501-10

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.





# ATTELLE DE GENOU

Une orthèse assurant une immobilisation du genou en extension pour assurer la stabilité de la jambe et éviter la bascule de l'articulation vers l'avant ou l'arrière.

UTILISATION EN CAS DE :

- Entorses moyennes ou graves
- Lésions musculaires
- Luxation de la rotule
- Etats pré/post-opératoires

- **MAINTIENT STRICT EN EXTENSION PAR 4 BALEINES EN ALUMINIUM**
- **2 BALEINES LATÉRALES ET 2 POSTÉRIEURES**
- **3 PANNEAUX SUR VELCRO PERMETTANT L'ADAPTATION A TOUTES LES MORPHOLOGIES**
- **4 SANGLES DE SERRAGE ET DE RÉGLAGE**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

TAILLE	TOUR DE CUISSE (CM)	HAUTEUR	REF.
1	33-39	40	1405-1
2	39-46	50	1405-2
3	51-66	60	1405-3
4	54-66	75	1405-4

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.



# ATTELLE DE CHEVILLE AVEC GEL

Dispositif conçu pour une immobilisation de la cheville lorsqu'une stabilisation est requise. Il possède un maintien renforcé de l'articulation évitant tout point de pression sur les zones douloureuses. Le froid du gel possède un effet antalgique et anti-inflammatoire.

UTILISATION EN CAS DE :

- Traumatisme et entorse de cheville
- Lésion ligamentaire
- Instabilité chronique

- **2 COQUES RIGIDES EN PVC**
- **PROTECTIONS EN GEL ET EXTERIEUR EN POLYAMIDE**
- **SANGLES AUTO-AGRIPPANTES**

## ENTRETIEN

- Laver à la main/machine à laver à 30° max.
- Ne pas repasser
- Ne pas mettre au sèche linge

## TAILLE

REF.

Universelle

2405

## CONSIGNES DE SECURITE

- En cas de douleurs, de gonflements, de modifications de sensations ou de réactions inhabituelles, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- Veuillez régler la compression de façon optimale. Demandez l'avis à un professionnel.
- Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.