

BreezeLock® Dispositif de fixation pour sonde d'intubation



Le dispositif de fixation pour sonde d'intubation **BreezeLock®** assure un maintien fiable des sondes d'intubation de 7 à 10 mm. Il peut être utilisé en position couchée décubitus ventral/dorsal.

Base adhésive

Facile à positionner sur le visage (4 positions), elle s'adapte à la morphologie de chaque patient et ne laisse aucun résidu pour un confort et une tolérance cutanée optimale.



Rail mobile

- ◆ Permet d'ajuster la position de la sonde d'intubation et de la mobiliser rapidement pour un accès facilité des soins bucco-dentaires
- ◆ Empêche les mouvements de rotation et entortillements de la sonde, évitant ainsi une extubation accidentelle

- ◆ Sangle de maintien de la sonde douce et confortable, à fixer sur la base adhésive
- ◆ Fermeture sécurisée par attaches auto-agrippantes à l'arrière de la tête
- ◆ En place jusqu'à 3 jours
- ◆ Sans latex

Référence	Désignation	Conditionnement
SI-280	BreezeLock® Dispositif de fixation pour sonde d'intubation Taille de la sonde : 7-10mm	10/boîte

Patent dalemed.com/patents

BreezeLock® Dispositif de maintien pour sonde d'intubation

Caractéristiques	Avantages cliniques
Sangle de maintien douce et confortable	<ul style="list-style-type: none">■ Posée en décubitus dorsal ou ventral.■ Adaptée aux adultes■ Rapide et facile à fixer et à repositionner même avec des gants■ Facilite les soins bucco-dentaires du patient■ Fermeture sécurisée par attaches auto-agrippantes à l'arrière de la tête■ Utilisée avec ou sans bloc de mastication
Bande adhésive avec velcro	<ul style="list-style-type: none">■ En place jusqu'à 3 jours■ Adaptée aux peaux sensibles■ Tenue sur peau grasse■ Repositionnable, s'adapte à la morphologie du patient■ Limite le risque d'irritations cutanées liées à l'utilisation répétée de systèmes conventionnels de mauvaise qualité
Canal de maintien de la tubulure	<ul style="list-style-type: none">■ Adapté aux sondes d'intubation de 7 à 10 mm■ Adhésif fourni pour fixer et sécuriser le canal de maintien à la sonde d'intubation■ Préviend le risque de pli ou obstruction de la sonde■ Empêche les mouvements de rotation et entortillements, ainsi que les délogements accidentels
Rail mobile	<ul style="list-style-type: none">■ Permet de mobiliser facilement la sonde d'intubation et d'ajuster sa position afin d'éviter tout risque d'irritations cutanée, ou escarres liés à la pression de la sonde sur le visage du patient
Lingette nettoyante pour visage	<ul style="list-style-type: none">■ Lingette nettoyante qui permet une bonne adhésion de la base adhésive à la peau
Fabriqué sans latex	<ul style="list-style-type: none">■ Evite ainsi les réactions allergiques et l'hypersensibilité au latex

En savoir plus

