




# CORPS ÉTRANGERS

Paniers à extraction de corps étrangers, à usage unique, Roth Net. ....	3
Pincès à extraction de corps étrangers, à usage unique, NGF .....	5
Pincès à extraction de corps étrangers, à usage unique, FOR. ....	6
Pincès hybrides à extraction, à usage unique, Raptor. ....	6
Capuchons protecteur pour corps étrangers, à usage unique .....	7
Overtubes pour GI-endoscopes, à usage unique, Guardus. ....	7
Set Flamingo pour le syndrome « Buried-Bumper » .....	9



## Paniers à extraction de corps étrangers, à usage unique, Roth Net Sécurité éprouvée !

Le développement du filet à extraction de bolus alimentaire, de polypes ainsi que de corps étrangers selon le Dr Bennet Roth du centre médical UCLA, a révolutionné cette technique depuis des décennies. Ce filet actuellement patenté « filets à papillons » permet de résoudre les cas les plus difficiles dans ce domaine. La récupération des polypes devient possible en 1 à 3 min à l'aide du Roth Net <sup>1)</sup>.

1) Miller K, Waye J. Polyp retrieval after colonoscopic polypectomy: use of the Roth Retrieval Net. *Gastrointest Endosc* 2001;54:505-507

## Paniers à extraction de corps étrangers, à usage unique, Roth Net

Idéal pour l'extraction de corps étrangers, obtus ou difficilement accessibles.






	Référence	Description	ø Cathéter	Longueur	Filet	Qté
	711050	Filet de récupération « Standard » pour coloscopes	2,5 mm	230 cm	3 x 6 cm	5
	711053	Filet de récupération « Standard » pour gastroscopes	2,5 mm	160 cm	3 x 6 cm	5
	711152	Filet de récupération « Standard » pour entérosopes	2,5 mm	350 cm	3 x 6 cm	5
	711162 *	Filet de récupération « Standard » * emballage stérile individuel	2,5 mm	230 cm	3 x 6 cm	10
	711169 *	Filet de récupération « Select » * emballage stérile individuel	2,5 mm	230 cm	3 x 6 cm	10
	711170	Filet de récupération « Select »	2,5 mm	230 cm	3 x 6 cm	5
		Une conception alternative de filet avec une bonne visibilité qui offre une durabilité et une résistance améliorées lors d'une utilisation prolongée.				
	711155	Filet de récupération « Food Bolus » Platinum	2,5 mm	160 cm	4 x 5,5 cm	5
		Son filet a spécialement été conçu pour la récupération de restes alimentaires (bolus alimentaire), son placement sera assuré à l'aide d'une structure à 8 angles à fin de renforcer son rayon d'action.				
	711057	Filet de récupération pour gastroscopes pédiatriques	1,8 mm	160 cm	2 x 4,5 cm	5
	711168 *	Filet de récupération pour gastroscopes pédiatriques * emballage stérile individuel	1,8 mm	160 cm	2 x 4,5 cm	5
		Très apprécié des services pédiatriques, est un article indispensable dans chaque chariot d'urgences. Il permet l'extraction des pièces de monnaie, des batteries et d'autres nombreux objets de petite taille qui pourraient être avalés par des enfants.				
	711059	Filet de récupération « Maxi »	3,0 mm	160 cm	4 x 8 cm	5
	711165 *	Filet de récupération « Maxi » * emballage stérile individuel	3,0 mm	230 cm	4 x 8 cm	5
		Idéal pour l'extraction d'objets de grande taille qui ne pourraient pas être récupérés avec un filet standard. À utiliser avec les endoscopes thérapeutiques.				

## Pinces à extraction de corps étrangers, à usage unique, NGF

Grâce à la poignée ergonomique à 3 anneaux, les pinces à corps étrangers, à usage unique, sont faciles et confortables à utiliser. Chaque mouvement est transmis avec précision à la pince, même lorsque l'endoscope est incliné. Les pinces sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et leur finition est parfaite, ce qui se traduit par une intervention à la fois sûre et respectueuse des tissus.







	Référence	Description	∅ Cathéter	Longueur	∅ Canal opérateur	Qté
	NGF03-11023230	Type 2:1-Dents, lisse	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	NGF13-11023230	Type Alligator	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	NGF33-11023230	Type Griffin: longue bouche d'alligator avec 2:1 Dents	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	NGF32-11018180	Type Griffin: longue bouche d'alligator avec 2:1 Dents, compatible avec les endoscopes pédiatriques, pneumologiques	1,8 mm	180 cm	2,0 mm	10
	NGF32-11018120	Type Griffin: longue bouche d'alligator avec 2:1 Dents, compatible avec les endoscopes pédiatriques, pneumologiques, urologiques	1,8 mm	120 cm	2,0 mm	10

- Finition de grande qualité
- Revêtement avec marquages
- Poignée ergonomique à 3 anneaux
- Utilisation facile et sûre
- Polyvalent
- 3 types de dents : Alligator, Griffin et dents 2:1
- Emballage individuel
- Type Griffin idéal pour le retrait de stents / repositionnement



## Pinces à extraction de corps étrangers, à usage unique, FOR



	Référence	Description	Largeur d'ouverture	ø Cathéter	Longueur	ø Canal opérateur	Qté
	FOR1-A1-23-230	Alligator, spirale métallique gainée	9 mm	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	FOR1-A2-23-230	Branches hybrides, dents de rat et alligator, spirale métallique gainée	9 mm	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	FOR1-A2-23-260	Branches hybrides, dents de rat et alligator, spirale métallique gainée, entérocopie à ballonnet	8 mm	2,3 mm	260 cm	2,8 mm	10
	FOR1-P1-18-230	Pélican, spirale métallique gainée, compatible avec les endoscopes pédiatriques	9 mm	1,8 mm	230 cm	2,0 mm	10
	FOR1-P1-23-230	Pélican, spirale métallique gainée	15,5 mm	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	FOR1-H3-23-230	3 crochets, cathéter PTFE	-	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	5

## Pinces hybrides à extraction, à usage unique, Raptor



	Référence	Description	ø Cathéter	Longueur	Qté
	711177	Pince hybride à extraction	2,4 mm	230 cm	5
	711178	Pince hybride à extraction Mini	1,9 mm	200 cm	5

La pince hybride à extraction est constituée d'une cuillère hybride (alligator et dents de rat, « deux en un »). Cette combinaison permet une excellente prise des corps étrangers, tant dans le tractus digestif que dans les voies biliaires. Emballage stérile individuel.


L'embout distal de la pince est constitué d'une spirale métallique, ainsi que d'un revêtement plastique sur la partie proximale. Ces caractéristiques lui donnent une extrême flexibilité, ce qui rend cette pince compatible avec un duodénolescope, même sur un positionnement rétrograde.



## Capuchons protecteur pour corps étrangers, à usage unique



Référence	Description	Qté
WS0420000	Capuchon protecteur pour corps étrangers, contient du latex	10



## Overtubes pour GI-endoscopes, à usage unique, **Guardus**

Système de protection révolutionnaire, adapté aux bagues anti-morsure à partir de  $\varnothing$  20 mm



Référence	Description	Endoscope $\varnothing$ Extérieur	Overtube $\varnothing$ Extérieur	Overtube $\varnothing$ Intérieur	Longueur	Qté
711146	Overtube version courte pour l'œsophage	8,6-10,0 mm	19,5 mm	16,7 mm	25 cm	3
711147	Overtube version courte pour l'œsophage	10,0-11,7 mm	19,5 mm	16,7 mm	25 cm	3
711148	Overtube version longue pour l'estomac	8,6-10,0 mm	19,5 mm	16,7 mm	50 cm	3
711149	Overtube version longue pour l'estomac	10,0-11,7 mm	19,5 mm	16,7 mm	50 cm	3




Une pointe distale conique spéciale referme ainsi l'endoscope à fin d'éviter des blessures au niveau de la muqueuse de l'œsophage. Pendant que la fermeture proximale de l'instrument permet de maintenir une aspiration soutenue, l'utilisateur reste ainsi à l'abri de toutes fuites de liquide indésirables.

La couleur du capuchon sur l'ouverture est codifiée :

jaune = pour les endoscopes standard, de petit diamètre  
orange = pour les endoscopes thérapeutiques, de plus grand diamètre





#mobilité

Découpe multidimensionnelle pour un dégagement précis de la collerette interne

Une manœuvrabilité ultra-précise facilitant l'incision « en étoile » de la muqueuse

## FLAMINGO


### Buried-Bumper – un syndrome d'incarcération pariétale d'une sonde de gastrostomie ? Flexibilité intégrale !

Inspiré de la nature, d'une mobilité et d'une efficacité extrêmes: le nouveau set Flamingo constitue la réponse aux défis thérapeutiques posés par le syndrome d'incarcération pariétale de la collerette interne d'une sonde de gastrostomie.

Découpe simple et précise de la plaque de support de la sonde de GPE grâce à la forme unique du fil de coupe permettant une découpe multidimensionnelle


## Set Flamingo pour le syndrome « Buried-Bumper »



Référence	Description	Longueur de coupe	Longueur	Pour fil-guide	Qté
	POL3-P1-40-30-30	Set Flamingo, composé de :			1
	1 Flamingo pour sonde de GPE de 15 FR, bilumières, CWT, rotatif	6   10 mm	30 cm	,035"	
	1 pince pour corps étrangers, dents de rat « Alligator »	-	230 cm	-	
	1 Fil-guide, embout hydrophile	-	120 cm	-	



### TECHNIQUE DE POUSSÉE



**1** Canulation de la sonde de GPE à l'aide d'un fil-guide

**2** Dégagement de la sonde GPE à l'aide du set Flamingo par une incision en étoile

**3** Retrait de la sonde de GPE hors de l'estomac à l'aide de la pince à corps étrangers