




DILATATION

Ballonnets de dilatation, à usage unique, DIL.....	4
Instrument d'insufflation, à usage unique, DIL.....	4
Ballonnets de dilatation, à usage unique, BDC.....	5
Ballonnets de dilatation multi-étapes, à usage unique, FWB.....	6
Instrument d'insufflation, à usage unique, BID.....	6
Ballonnets de dilatation multi-étapes, à usage unique, MBD.....	7
Fils-guides, à usage unique, MTN.....	8



easyCure® pour fils-guide > 200 cm

Accès en douceur

Excellente visibilité radiologique

BALLONNETS DE DILATATION


Ballonnets de dilatation, à usage unique, DIL



	Référence	Description	ø Ballonnet	Longueur du ballonnet	Longueur	ø Canal opérateur	Qté
	DIL1-A1-06-40-23-35	2 repères radiologiques Cathéter effilé 2,3 / 1,8 mm	6 mm	40 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-08-40-23-35	2 repères radiologiques Cathéter effilé 2,3 / 1,8 mm	8 mm	40 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-10-40-23-35	2 repères radiologiques Cathéter effilé 2,3 / 1,8 mm	10 mm	40 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-12-60-23-35	2 repères radiologiques Cathéter 2,3 mm	12 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-14-60-23-35	2 repères radiologiques Cathéter 2,3 mm	14 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-16-60-23-35	2 repères radiologiques Cathéter 2,3 mm	16 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-18-60-23-35	2 repères radiologiques Cathéter 2,3 mm	18 mm	60 mm	230 cm	2,8 mm	2
	DIL1-A1-20-60-23-35	2 repères radiologiques Cathéter 2,3 mm	20 mm	60 mm	230 cm	3,2 mm	2
		pour fil-guide court ou long, fil-guide séparé et lumières d'insufflation, fil-guide ,035", ≥ 200 cm					

Instrument d'insufflation, à usage unique, DIL



	Référence	Description	Qté
	DIL1-B1-60	Volume de 60 ml, pression maximale de 12 Atm	1

Ballonnets de dilatation, à usage unique, BDC

Les sténoses sont dilatées efficacement à l'aide des ballons de dilatation MICRO-TECH. Le ballon dilate la sténose en toute sécurité et en douceur et prépare la zone à traiter de manière optimale. La répartition uniforme de la pression sur toute la longueur de travail du ballon et la stabilité dimensionnelle exceptionnelle pendant la dilatation garantissent un excellent succès thérapeutique sur toute la longueur de la sténose.



	Référence	Domaine d'application	ø Ballonnet	Longueur du ballonnet	ø Cathéter	Longueur	ø Canal opérateur	Qté
	BDC-8/55-7/18	Oesophage/ Voies biliaires	8 mm	55 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-8/55-7/24	Pylorus/Colon	8 mm	55 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-10/55-7/18	Oesophage/ Voies biliaires	10 mm	55 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-10/55-7/24	Pylorus/Colon	10 mm	55 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-12/55-7/18	Oesophage	12 mm	55 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-12/55-7/24	Pylorus/Colon	12 mm	55 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-16/55-7/18	Oesophage	16 mm	55 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-16/55-7/24	Pylorus/Colon	16 mm	55 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-18/55-7/18	Oesophage	18 mm	55 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-18/55-7/24	Pylorus/Colon	18 mm	55 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-20/55-7/18	Oesophage	20 mm	55 mm	7 FR	180 cm	4,2 mm	1
	BDC-20/55-7/24	Pylorus/Colon	20 mm	55 mm	7 FR	240 cm	4,2 mm	1
	BDC-12/80-7/18	Oesophage	12 mm	80 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-12/80-7/24	Pylorus/Colon	12 mm	80 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-16/80-7/18	Oesophage	16 mm	80 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-16/80-7/24	Pylorus/Colon	16 mm	80 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-18/80-7/18	Oesophage	18 mm	80 mm	7 FR	180 cm	2,8 mm	1
	BDC-18/80-7/24	Pylorus/Colon	18 mm	80 mm	7 FR	240 cm	2,8 mm	1
	BDC-20/80-7/18	Oesophage	20 mm	80 mm	7 FR	180 cm	4,2 mm	1
	BDC-20/80-7/24	Pylorus/Colon	20 mm	80 mm	7 FR	240 cm	4,2 mm	1
	BDC-26/80-7/10	Achalasie	26 mm	80 mm	7 FR	100 cm	-	1
	BDC-30/80-7/10	Achalasie	30 mm	80 mm	7 FR	100 cm	-	1
	BDC-34/80-7/10	Achalasie	34 mm	80 mm	7 FR	100 cm	-	1

- Conception haute pression dimensionnellement stable
- 2 marqueurs radio-opaques aux extrémités opposées pour indiquer la longueur de travail exacte du ballon
- Fil guide séparé et lumières d'insufflation
- Pointe de cathéter de forme conique
- Expansion rapide
- Dilatation constante sur toute la longueur
- Compatible avec les fils-guides jusqu'à 0,035"

* tous les ballons sont disponibles sous forme de systèmes TTS (through-the-scope) jusqu'à un ø de 18 mm et une longueur de cathéter de 180 cm.

Ballonnets de dilatation multi-étapes, à usage unique, FWB

Les sténoses sont dilatées efficacement à l'aide des ballons de dilatation MICRO-TECH. Le ballon dilate la sténose en toute sécurité et en douceur et prépare la zone à traiter de manière optimale. La répartition uniforme de la pression sur toute la longueur de travail du ballon et la stabilité dimensionnelle exceptionnelle pendant la dilatation garantissent un excellent succès thérapeutique sur toute la longueur de la sténose.



Référence	Domaine d'application	ø Ballonnet	Longueur du ballonnet	ø Cathéter	Longueur	ø Canal opérateur	Qté
FWB-06/80-6/18-M	tractus GI supérieur & inférieur	6 / 7 / 8 mm	80 mm	6 FR	180 cm	2,8 mm	1
FWB-08/80-6/18-M	tractus GI supérieur & inférieur	8 / 9 / 10 mm	80 mm	6 FR	180 cm	2,8 mm	1
FWB-10/80-6/18-M	tractus GI supérieur & inférieur	10 / 11 / 12 mm	80 mm	6 FR	180 cm	2,8 mm	1
FWB-12/80-6/18-M	tractus GI supérieur & inférieur	12 / 13,5 / 15 mm	80 mm	6 FR	180 cm	2,8 mm	1
FWB-15/80-6/18-M	tractus GI supérieur & inférieur	15 / 16,5 / 18 mm	80 mm	6 FR	180 cm	2,8 mm	1
FWB-18/80-6/18-M	tractus GI supérieur & inférieur	18 / 19 / 20 mm	80 mm	6 FR	180 cm	2,8 mm	1



- Conception haute pression dimensionnellement stable
- 2 marqueurs radio-opaques aux extrémités opposées pour indiquer la longueur de travail exacte du ballon
- Fil guide séparé et lumières d'insufflation
- Pointe de cathéter de forme conique
- Expansion rapide
- Dilatation constante sur toute la longueur
- Compatible avec les fils-guides jusqu'à 0,035"

* tous les ballons sont disponibles sous forme de systèmes TTS (through-the-scope) jusqu'à un ø de 18 mm et une longueur de cathéter de 180 cm.

Instrument d'insufflation, à usage unique, BID



Référence	Description	Qté
BID-15-60-01	Volume de 60 ml, pression maximale de 15 Atm	1



Construction robuste et poignée ergonomique pour un contrôle aisé. Avec un mécanisme de verrouillage rapide permettant le dégonflage d'une seule main, même sous pleine pression. Le cylindre transparent et l'échelle de graduation facile à lire permettent une observation précise du contenu et de la quantité. La jauge précise garantit une mesure de pression fiable.

Ballonnets de dilatation multi-étapes, à usage unique, MBD

Le ballon de dilatation multi-étapes de MICRO-TECH permet une dilatation simple et fiable des sténoses. Chaque ballon peut être dilaté à trois diamètres fixes différents pour une dilatation progressive de la sténose en trois étapes prédéfinies. La pression est répartie uniformément sur toute la longueur de travail du ballon à chaque diamètre. Les extrémités arrondies permettent une bonne vue endoscopique de la sténose, même pendant la dilatation, ce qui garantit une intervention contrôlée et sûre et un bon succès thérapeutique. Grâce au fil rigide préchargé avec son embout flexible, hydrophile et radio-opaque, les ballons sont facilement introduits et sont ensuite rapidement dégonflés après une dilatation réussie.



Référence	ø Ballonnet	3 niveaux pression de dilatation	Longueur du ballonnet	ø Cathéter	Longueur	Qté
MBD-AS-BB-2	6 / 7 / 8 mm	3 / 6 / 10 Atm	30 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-AM-BA-2	6 / 7 / 8 mm	3 / 6 / 10 Atm	55 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-AM-BB-2	6 / 7 / 8 mm	3 / 6 / 10 Atm	55 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-AL-BA-2	6 / 7 / 8 mm	3 / 6 / 10 Atm	80 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-BS-BB-2	8 / 9 / 10 mm	3 / 5,5 / 9 Atm	30 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-BM-BA-2	8 / 9 / 10 mm	3 / 5,5 / 9 Atm	55 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-BM-BB-2	8 / 9 / 10 mm	3 / 5,5 / 9 Atm	55 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-BL-BA-2	8 / 9 / 10 mm	3 / 5,5 / 9 Atm	80 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-CS-BB-2	10 / 11 / 12 mm	3 / 5 / 8 Atm	30 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-CM-BA-2	10 / 11 / 12 mm	3 / 5 / 8 Atm	55 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-CM-BB-2	10 / 11 / 12 mm	3 / 5 / 8 Atm	55 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-CL-BA-2	10 / 11 / 12 mm	3 / 5 / 8 Atm	80 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-DS-BB-2	12 / 13,5 / 15 mm	3 / 4,5 / 8 Atm	30 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-DM-BA-2	12 / 13,5 / 15 mm	3 / 4,5 / 8 Atm	55 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-DM-BB-2	12 / 13,5 / 15 mm	3 / 4,5 / 8 Atm	55 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-DL-BA-2	12 / 13,5 / 15 mm	3 / 4,5 / 8 Atm	80 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-EM-BA-2	15 / 16,5 / 18 mm	3 / 4,5 / 7 Atm	55 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-EM-BB-2	15 / 16,5 / 18 mm	3 / 4,5 / 7 Atm	55 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-EL-BA-2	15 / 16,5 / 18 mm	3 / 4,5 / 7 Atm	80 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-FM-BA-2	18 / 19 / 20 mm	3 / 4,5 / 6 Atm	55 mm	7 FR	180 cm	1
MBD-FM-BB-2	18 / 19 / 20 mm	3 / 4,5 / 6 Atm	55 mm	7 FR	230 cm	1
MBD-FL-BA-2	18 / 19 / 20 mm	3 / 4,5 / 6 Atm	80 mm	7 FR	180 cm	1
BID-15-60-01	Instrument d'insufflation, à usage unique Volume de 60 ml, pression maximale de 15 Atm					1

- 3 diamètres différents avec 3 niveaux de pression
- 2 marques radio-opaques aux extrémités opposées pour indiquer la longueur de travail exacte du ballon
- Épaules arrondies du ballon pour une vue endoscopique claire de l'extrémité distale du ballon
- Conique, pointe de cathéter atraumatique
- Fil rigide préchargé avec pointe hydrophile et radio-opaque
- Compatible avec les fils-guides jusqu'à 0,035"

Fils-guides, à usage unique, **MTN**



Référence	Description	Forme	Diamètre	Longueur de pointe	Longueur	Qté
MTN-BM-89/45-A	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Droit	,035"	60 mm	450 cm	2
MTN-BM-89/45-A-J	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Pointe « J »	,035"	60 mm	450 cm	2
MTN-BM-89/26-A	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Droit	,035"	60 mm	260 cm	2
MTN-BM-89/26-A-J	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Pointe « J »	,035"	60 mm	260 cm	2
MTN-BM-63/45-A	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Droit	,025"	60 mm	450 cm	2
MTN-BM-63/45-A-S	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Droit	,025"	60 mm	450 cm	2
MTN-BM-63/45-A-J	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Pointe « J »	,025"	60 mm	450 cm	2
MTN-BM-63/26-A	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Droit	,025"	60 mm	260 cm	2
MTN-BM-63/26-A-J	Pointe hydrophile, radio-opaque, revêtement bleu-jaune	Pointe « J »	,025"	60 mm	260 cm	2
MTN-BM-53/45-A	Pointe hydrophile, radio-opaque	Gerade	,021"	60 mm	450 cm	2
MTN-BM-45/45-A	Pointe hydrophile, radio-opaque	Gerade	,018"	60 mm	450 cm	2