

Dispositif d'atomisation pour muqueuses nasales



ATOREX permet une livraison sûre, facile et rapide de médicaments via les voies nasales.

Une fine brume de particules atomisées est rapidement absorbée dans la circulation sanguine via les muqueuses. Cela réduit le besoin d'un accès intraveineux qui peut souvent être douloureux et traumatisant pour le patient. L'administration de médicaments atomisés est relativement indolore et nécessite une formation minimale du soignant.



Atomiseur Nasal AN01 NS

- Dispositif à usage unique.
- Connecteur Luer Lock femelle standard.
- L'adaptateur nasal conique en matériau souple s'adapte à la narine du patient.
- Lorsqu'une pression est exercée, via une seringue, ATOREX atomise le médicament en un fin brouillard de particules de 30 à 100 microns.

DEAS

Référence	Description	Pcs/box
AN01 NS	Nasal atomiser	25/250

Atomiseur Nasal avec seringue pré-assemblée.

- La seringue graduée tous les 0,1 ml permet de quantifier les médicaments.



Référence	Description	Pcs/box
AN02 NS	Nasal atomiser with 3 ml syringe	25/250
AN03 NS	Nasal atomiser with 1 ml syringe	25/250

Contactez-nous pour plus d'informations: disp-sca.be@duomed.com / +32 3 870 11 11