

## Intranasale mucosale vernevelapparaat



**ATOREX maakt veilige, gemakkelijke en snelle toediening van medicatie via de neus mogelijk.**

Vernevelde medicatie wordt via de slijmvliemembranen snel in de bloedbaan opgenomen. Dit vermindert de behoefte aan intraveneuze toegang, die pijnlijk en traumatisch kan zijn voor de patiënt. De toediening via verneveling is pijnloos en eenvoudig toe te passen voor de zorgverlener.



### Neusverstuiver AN01 NS

- Voor éénmalig gebruik.
- Standaard Luer Lock-connector.
- De conische neusadapter van zacht materiaal is geschikt voor elke patiënt.
- Wanneer er druk wordt uitgeoefend via een injectiespuit, vernevelt ATOREX de medicatie in een fijne nevel van 30 tot 100 micron deeltjes.

**DEAS**

| Referentie | Omschrijving   | Stuks/doos |
|------------|----------------|------------|
| AN01 NS    | Nasal atomiser | 25/250     |

### Neusverstuiver met voorgemonteerde spuit.

- De spuit met een schaalverdeling om de 0,1 ml maakt het mogelijk om medicatie te kwantificeren.



| Referentie | Omschrijving                     | Stuks/doos |
|------------|----------------------------------|------------|
| AN02 NS    | Nasal atomiser with 3 ml syringe | 25/250     |
| AN03 NS    | Nasal atomiser with 1 ml syringe | 25/250     |

**Contacteer ons voor meer informatie: [disp-sca.be@duomed.com](mailto:disp-sca.be@duomed.com) / +32 3 870 11 11**