

BIOPSIE



Einweg-Biopsiezangen, EndoBite ²	4
Einweg-Biopsiezangen, EndoBite ² Makro.....	5
Einweg-Mikrofasszangen für EUS, Moray.....	5
Einweg-Sprühkatheter.....	5



Biopsiezangen mit Mono-Zugdraht

Gewährleisten grosses, histologisch und sehr gut beurteilbares Probenmaterial durch vollständigen Verschluss der Schnittflächen, auch bei anspruchsvoller Endoskopie. Der Mono-Zugdraht verhindert das Verkappen der Branchen (Löffel) und schützt so den Arbeitskanal vor Verschleiss und Beschädigung. Einfache Biopsatentfernung mit dem BioPin.



Einweg-Biopsiezangen, **EndoBite²**



Daumenring-Griff für optimale Kontrolle, mit BioPin

	Produktnummer	Merkmale	Dorn	ø Löffel	Länge + Pusher	ø Arbeitskanal	VE
	BIO1-C4-18-180	Biopsiezange, Standard, ovale Löffel, Pädiatrie	nein	1,8 mm	180 cm	2,0 mm	10
	BIO1-C4-18-260	Biopsiezange, Standard, ovale Löffel, DBE	nein	1,8 mm	260 cm	2,0 mm	10
	BIO1-C4-23-180	Biopsiezange, Standard, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	nein	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
	BIO1-C4-23-230	Biopsiezange, Standard, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	nein	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	BIO1-D4-23-180	Biopsiezange, Standard, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	ja	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
	BIO1-D4-23-230	Biopsiezange, Standard, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	ja	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	BIO1-G4-23-180	Biopsiezange, gezahnt, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	nein	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
	BIO1-G4-23-230	Biopsiezange, gezahnt, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	nein	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10
	BIO1-H4-23-180	Biopsiezange, gezahnt, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	ja	2,3 mm	180 cm	2,8 mm	10
	BIO1-H4-23-230	Biopsiezange, gezahnt, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	ja	2,3 mm	230 cm	2,8 mm	10


Farbcode Pusher

Gastro

Kolo

DBE*



* Ballonenteroskopie



Einweg-Biopsiezangen, EndoBite² Makro



Daumenring-Griff für optimale Kontrolle

	Produktnummer	Merkmale	Dorn	ø Löffel	Länge + Pusher	ø Arbeitskanal	VE
	AMHBFJ2.8*2300	Biopsiezange Makro, gezahnt, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	nein	2,8 mm	230 cm	3,2 mm	10
	AMHBFK2.8*2300	Biopsiezange Makro, gezahnt, ovale Löffel, Mono-Zugdraht	ja	2,8 mm	230 cm	3,2 mm	10

Einweg-Mikrofasszangen für EUS, Moray

Zuverlässige Gewebeentnahme in Pankreasystemen




	Produktnummer	Merkmale	ø Katheter	ø Löffel	Öffnungsweite	Länge	VE
	711889	Moray [®] Mikrofasszange, gezahnt	0,8 mm	0,76 mm	4,3 mm	230 cm	3



Das filigrane Design der Moray[®] Zange ermöglicht die Entnahme von Gewebe in Pankreasystemen über 19 Gauge FNA Biopsienadeln. Gezahnte Maulteile für eine effiziente Gewebeentnahme, Metallkatheter in Spiralenform für eine bessere Flexibilität auch bei schwierigen Manövern.

Einweg-Sprühkatheter



	Produktnummer	Merkmale	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	SPE1-C6-18-220	Sprühkatheter	220 cm	2,0 mm	10