



BRONCHOSCOPIE


Pincés à biopsie, à usage unique, EndoBite ²	3
Brosses de cytologie, à usage unique	3
Valves de canal à biopsie pour Bronchoscopes, à usage unique, Fujifilm .	3
Soupapes d'aspiration pour Bronchoscopes, à usage unique, Fujifilm . . .	4
Cathéters d'irrigation, à usage unique	4
Cathéters de vaporisation, à usage unique.	4
Brosses de nettoyage, à usage unique, Racoon	5
Brosses de nettoyage, à usage unique, Small Wonder	5
Mousse / Grille de protection pour les pointes distales.	5
Ballons pour les écho-bronchoscopes, à usage unique, Fujifilm.	6
Capuchons de protection pour la prise électronique, Fujifilm.	6
Sets de nettoyage pour Bronchoscopes, Fujifilm.	7

Pinces à biopsie, à usage unique, **EndoBite²**




Poignée à anneau de pouce pour un contrôle optimal



Référence	Description	Épine	∅ Cuillère	Longueur + poussoir	∅ Canal opérateur	Qté
 BIO1-C4-18-120	Pince à biopsie pour bronchoscopes, cuillère ovale	non	1,8 mm	120 cm	2,0 mm	10




Brosses de cytologie, à usage unique



Référence	Description	∅ Brosse	Longueur	∅ Canal opérateur	Qté
 WS0372512	Brosse de cytologie pour bronchoscopes, poignée, 1 lumière, tête de protection distale	2,5 mm	120 cm	2,0 mm	5



Valves de canal à biopsie pour Bronchoscopes, à usage unique, **Fujifilm**



Référence	Description	Compatibilité	Qté
 FV-001	Valve de canal à biopsie pour bronchoscopes, couleur noir	Fujifilm EB-530, 580	10
 FV-003	Valve de canal à biopsie pour bronchoscopes, couleur noir	Fujifilm EB-710 P	10
 FOV-BU1	Valve de canal à biopsie pour écho-bronchoscopes, couleur noir	Fujifilm EB-530 US	10


Soupapes d'aspiration pour Bronchoscopes, à usage unique, Fujifilm



	Référence	Description	Compatibilité	Qté
	SB-602	Soupape d'aspiration pour bronchoscopes, à usage unique, emballé stérilement	Fujifilm EB-530, EB-580 et EB-530 US	20
	SB-606	Soupape d'aspiration pour bronchoscopes, à usage unique, emballé stérilement	Fujifilm EB-710 P	20
				


Cathéters d'irrigation, à usage unique



	Référence	Description	Longueur	ø Canal opérateur	Qté
	SPE1-B5-18-120	Cathéter d'irrigation, connecteur Luer	120 cm	2,0 mm	5
	SPE1-B5-21-120	Cathéter d'irrigation, connecteur Luer	120 cm	2,8 mm	5


Cathéters de vaporisation, à usage unique



	Référence	Description	Longueur	ø Canal opérateur	Qté
	SPE1-B6-18-120	Cathéter de vaporisation (chromo / vaporisation)	120 cm	2,0 mm	10


Brosses de nettoyage, à usage unique, **Racoon**



Référence	Description	ø Brosse	Longueur	ø Cathéter	Qté
 CLE1-C4-18-230	Brosse de nettoyage, brosse à 1 tête, tête de protection distale	5 mm	230 cm	1,8 mm	50
CLE1-C6-18-230	Brosse de nettoyage, brosse à 2 têtes, tête de protection distale	5 mm	230 cm	1,8 mm	50



Brosses de nettoyage, à usage unique, **Small Wonder**



Référence	Description	ø Brosse	Longueur	ø Cathéter	Qté
 711616	Brosse de nettoyage Small Wonder® Spécialement pour les petits canaux à partir de 1 mm, par ex. bronchoscope, EBUS.	2,25 mm	160 cm	0,5 mm	15




Mousse / Grille de protection pour les pointes distales






Référence	Description	Qté
 711622 711621	EndoBoot bleu Protection d'endoscope avec un diamètre <u>8.8 - 15 mm</u> EndoBoot rouge Protection d'endoscope avec un diamètre <u>3.0 - 8.8 mm</u> La mousse de protection pour les pointes distales des endoscopes. Grâce à la souplesse de leur mousse, votre endoscope est protégé à tout moment, que ce soit au cours du transport ou pendant son stockage. Aide à éviter les chocs et les réparations. Pour des raisons d'hygiène, ne n'utiliser qu'une seule fois et pas pendant le nettoyage/la désinfection !	50
 711624	ProArmor Grille de protection pour les endoscopes pendant le transport et le stockage (non stérile), ø 4,9 - 15 mm ProArmor protège les pointes distales des endoscopes pendant le transport et le stockage. Un produit simple qui peut aider à éviter les chocs et les réparations. L'air passe à travers la grille de protection, ce qui réduit le risque d'humidité à la pointe distale de l'endoscope. Pour des raisons d'hygiène, n'utiliser qu'une seule fois et non pendant le nettoyage et la désinfection !	50

Ballons pour les écho-bronchoscopes, à usage unique, Fujifilm










Référence	Description	Compatibilité	Qté
	B20BU Ballons EUS pour les écho-bronchoscopes convexe, produit contient du latex	Fujifilm EB-530 US	20 
	BA-BU1 Outil pour l'application du ballon B20BU	Ballon B20BU	1

Capuchons de protection pour la prise électronique, Fujifilm

Référence	Description	Compatibilité	Qté
	P57A1235205A Capuchon de protection pour la prise électronique	Fujifilm Série 5xx	1
	P56B11069910 Bande élastique pour le capuchon de protection		1
	WA-7000 Capuchon de protection pour les écho-endoscopes	Fujifilm EG-530 UR / UT / UR2 / UT2, EG-580 UR / UT, EB-530 US	1

Sets de nettoyage pour Bronchoscopes, Fujifilm

Référence	Description	Compatibilité	Qté
	CA-500C Set de nettoyage manuel pour les bronchoscopes, autoclavable composé de : <ul style="list-style-type: none"> • WA-001 : Adaptateur pour le canal de soupape • WA-002 : Adaptateur de séchage, tuyau pour aspiration • CA-503B/C : Adaptateur pour le canal de travail 	Fujifilm Série EB-530H/P/S/T/XT et EB-580S/T	1
	CA-500B Set de nettoyage manuel pour les bronchoscopes, autoclavable P68A10402090 Adaptateur de nettoyage pour le canal de soupape d'aspiration	Fujifilm Série EB-250, EB-270 S/T, EB-450 et EB-470	1
	CA-500BU Set de nettoyage manuel pour les écho-bronchoscopes, autoclavable composé de : <ul style="list-style-type: none"> • WA-001 : Adaptateur pour le canal de soupape • WA-002 : Adaptateur de séchage, tuyau pour aspiration • WA-003: Adaptateur pour canal de travail 	Fujifilm EB-530 US	1
	WA-001 P68A12238750 Adaptateur de nettoyage pour le canal de soupape d'aspiration, autoclavable <ul style="list-style-type: none"> • Composante/pièce de rechange de l'article CA-500C, CA-500BU 	Fujifilm Série EB-530H/P/S/T/XT et EB-580S/T ainsi que Fujifilm EB-530 US	1
	P60B9521080 Joint torique pour l'adaptateur de nettoyage		
	WA-003 Adaptateur de nettoyage pour le canal à biopsie, autoclavable <ul style="list-style-type: none"> • Composante/pièce de rechange de l'article CA-500BU 	Fujifilm EB-530 US	1
	CA-616 Adaptateur de nettoyage pour le canal air/eau pour les bronchoscopes	Fujifilm EB-710 P	1