

Caractéristiques techniques



Dimensions : H28cm x L22cm x l22cm

Poids : 5.4kg

Niveau sonore relatif : <52dBA

Réglages de la température :

- Haute : 43° ± 3°C
- Moyenne : 38° ± 3°C
- Basse : 32° ± 3°C
- Température ambiante

Caractéristiques du dispositif :

- 110-120 VAC, 60 Hz, 10 A
- 220-240 VAC, 50 Hz, 8A

Filtre : Filtre HEPA 13+ 0.2µ à changer toutes les 500h de fonctionnement

Normes : CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, CEI 60601-1-8, CEI 60601-2-35

Référence : VTL/WU-505




Interfaces chauffantes VYTI - Adulte

Couvertures Adultes


Haut du corps

Ref : VTL/WB-003
195cm x 64cm




**Haut du corps
Multi-position**

Ref : VTL/WB-030
198cm x 80cm



Bas du corps

Ref : VTL/WB-002
142cm x 120cm



Torse double port

Ref : VTL/WB-019
142cm x 120cm




**Stérile pour
chirurgie cardiaque**

Ref : VTL/WB-020S
142cm x 120cm




Corps entier

Ref : VTL/WB-004
210cm x 120cm




Accès multiple

Ref : VTL/WB-018
210cm x 120cm




**Pour laboratoire
de cathétérisme**

Ref : VTL/WB-015
180cm x 74cm



**Avec accès
chirurgical**


Ref : VTL/WB-016
210cm x 120cm



Matelas Adultes


Corps entier

Ref : VTL/WB-006
215cm x 100cm



**Lithotomie et
Orthopédie**


Ref : VTL/WB-029
200cm x 100cm



Interfaces chauffantes VYTIL - Pédiatrique

Couvertures Pédiatriques


**Pédiatrique
Grand modèle**
Ref : VTL/WB-007
170cm x 100cm



**Pédiatrique
Bas du corps**
Ref : VTL/WB-012
142cm x 100cm




**Nourrisson
Corps entier**
Ref : VTL/WB-025
120cm x 80cm




Matelas Pédiatriques

**Pédiatrique
Corps entier**
Ref : VTL/WB-009
160cm x 80cm



**Nourrisson
Corps entier**
Ref : VTL/WB-025
120cm x 80cm



**Nourrisson
Corps entier**
Ref : VTL/WB-028
100cm x 100cm



Duomed France

Siège Social : 26, rue de la Montée • 68720 Flaxlanden • France
T +33 (0)3 89 06 14 44 • info.fr@duomed.com • www.duomed.com
SAS au capital de 1.516.500 € • Siret 94565014100027 RC 945650141 Mulhouse
TVA: FR 68945650141 • Code APE 4669C • EN ISO 13485:2016 – ISO 26000