




# POLYPEKTOMIE

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Einweg-Polypektomieschlingen hybrid Hot & Cold, CrossSnare. ....      | 4  |
| Einweg-Polypektomieschlingen zur Kaltabtragung, CrossSnare ZERO. .... | 4  |
| Einweg-Resektionsinstrument für flache Läsionen, Histolock. ....      | 4  |
| Einweg-Polypektomieschlingen zur Kaltabtragung, Exacto. ....          | 5  |
| Einweg-Polypektomieschlingen für mehrere Polypen, CoinTip. ....       | 5  |
| Einweg-Polypektomieschlingen für mehrere Polypen, Lariat. ....        | 5  |
| Einweg-Polypektomieschlingen (CWT/Litze/Monofil). ....                | 6  |
| Einweg-Polypektomieschlingen für EMR, ResectionMaster. ....           | 10 |
| Einweg-Polypektomieschlingen mit Injektionsnadel, SnareInflator. .... | 11 |
| Einweg-Polypektomieschlingen mit Injektionsnadel, iSnare. ....        | 11 |
| Einweg-Injektionsnadeln, Icus <sup>2</sup> . ....                     | 13 |
| Einweg-Injektionsnadeln zur Sklerosierung, Carr-Locke. ....           | 13 |
| Einweg-Sprühkatheter. ....                                            | 14 |
| Einweg-Untersuchungshosen für die Koloskopie, Colo-Pants. ....        | 14 |
| Einweg-Zytologiebürsten, Infinity. ....                               | 15 |
| Einweg-Polypenfallen, Koala. ....                                     | 17 |
| Einweg-Polypenfallen, eTrap. ....                                     | 17 |
| Einweg-Bergungsnetze für Polypen, Roth Net. ....                      | 18 |
| Einweg-Fremdkörper-Schutzkappen. ....                                 | 18 |
| Einweg-Fremdkörperzangen, Raptor. ....                                | 19 |
| Einweg-Fremdkörperzangen, FOR. ....                                   | 19 |
| Flamingo-Set für Buried-Bumper-Syndrom. ....                          | 21 |



Polypektomieschlingen  
Produktübersicht Fujifilm Medwork



# POLYPEKTOMIE- SCHLINGEN



## Grosse Wirkung bei kleinen Polypen


Mehr als 90% aller Polypen sind kleiner als 10 mm. Gerade kleine Polypen und flache Läsionen im Zökum oder im rechten Kolon stellen besondere Anforderungen an das Instrumentarium. Die hybride CrossSnare von Fujifilm Medwork ist eine Spezi­alschlinge, die für die Mehrheit der zur Abtragung relevanten Polypen entwickelt wurde.

Die grosse Öffnungsweite, auch bei teilweise eingefahrener Schlinge, gewährleistet eine optimale Einstellung der Schlinge auf die Grösse der Polypen zwischen 3 bis 15 mm. Die «Compacted Wire Technology» bietet dabei gewebeschonende Schneideigenschaften, sowohl mit als auch ohne HF-Strom.

## Einweg-Polypektomieschlingen hybrid Hot & Cold, **CrossSnare**

Spezialschlinge für das Abtragen mit oder ohne HF-Strom von kleinen Polypen von 3 bis 15 mm



|                                                                                   | Produktnummer        | Merkmale                                                                | ø Katheter | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-X1-10-23-220-OL | CrossSnare<br>Polypektomieschlinge,<br>hybrid kalt-heiss,<br>Litze, CWT | 2,3 mm     | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                   | POL1-X1-15-23-220-OL | CrossSnare<br>Polypektomieschlinge,<br>hybrid kalt-heiss,<br>Litze, CWT | 2,3 mm     | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |

## Einweg-Polypektomieschlingen zur Kaltabtragung, **CrossSnare ZERO**

Spezialschlinge für das kalte Abtragen von kleinen Polypen von 7 bis 9 mm ohne HF-Strom



|                                                                                     | Produktnummer     | Merkmale                                                                | ø Katheter | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-Z2-07-23-220 | CrossSnare ZERO<br>Polypektomieschlinge zur<br>Kaltabtragung, Kite, CWT | 2,3 mm     | 7 mm       | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-Z2-12-23-220 | CrossSnare ZERO<br>Polypektomieschlinge zur<br>Kaltabtragung, Kite, CWT | 2,3 mm     | 12 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |

Weniger Kraftaufwand und ein optimales Schneideverhalten dank des einzigartigen spiralverstärkten Tubusdesigns. Ausgestattet mit extra dünnem Schneidedraht ist CrossSnare ZERO die perfekte Wahl bei Polypen bis 9 mm und unterstützt Sie optimal bei der Umsetzung der ESGE-Richtlinien\*.

## Einweg-Resektionsinstrument für flache Läsionen, **Histolock**

Spezialschlinge um besonders flache Läsionen zu fassen und sicher abzutragen



|                                                                                     | Produktnummer                                                                                                                                                                                                                                        | Merkmale                                                  | ø Katheter | Schlingengrösse | Länge  | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|----|
|  | 711871                                                                                                                                                                                                                                               | Histolock®<br>Polypektomieschlinge für<br>flache Läsionen | 2,4 mm     | 14 x 27 mm      | 230 cm | 3  |
|                                                                                     | Die Besonderheit ist der steife und monofile Draht. Er ermöglicht die Aufnahme und das Resektieren flacher Läsionen und komplexer Polypenabtragungen. Die Sprungfeder behält eine beständige Form bei mehrfacher Anwendung. Einzeln steril verpackt. |                                                           |            |                 |        |    |



## Einweg-Polypektomieschlingen zur Kaltabtragung, **Exacto**

Spezialschlinge für das kalte Abtragen von kleinen Polypen bis 9 mm ohne HF-Strom



|                                                                                  | Produktnummer                                                                     | Merkmale                                                                    | ø Katheter                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø Schlinge     | Länge  | VE |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|
|  | 711115                                                                            | Exacto® Polypektomieschlinge zur Kaltabtragung, speziell für kleine Polypen | 2,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | ca 9,0 mm oval | 230 cm | 10 |
|                                                                                  |  |                                                                             | <p>Speziell entwickelte Schlinge für das kalte Abtragen von kleinen Polypen bis 9 mm ohne HF-Strom. Im Vergleich zu Standard Schlingen ermöglicht der 33% dünnere Draht (geflochten) einen präzisen, sauberen Schnitt und verhindert das Wegschnellen des abgetragenen Polypen.</p> |                |        |    |

## Einweg-Polypektomieschlingen für mehrere Polypen, **CoinTip**

Spezialschlinge mit drei Schlingengrößen in einem Instrument für das Abtragen mit oder ohne HF-Strom





|                                                                                    | Produktnummer                                                                       | Merkmale                                                                  | ø Katheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ø Schlinge             | Länge  | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----|
|  | 711110                                                                              | CoinTip™ Polypektomieschlinge mit drei Schlingengrößen, hybrid kalt-heiss | 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 mm<br>10 mm<br>20 mm | 230 cm | 10 |
|                                                                                    |  |                                                                           | <p>Das multifunktionale Design unterstützt eine differenzierte Lösung für komplexe Polypektomieverfahren, inkl. der endoskopischen Mukosaresektion (EMR). Die distale Spitze ist abgeflacht 0,25 mm (0,010") und der Schlingendraht 0,41 mm (0,016") verstärkt den Griff für einen besseren Halt am zu erfassenden Gewebe. Die Schlinge behält ihre Form selbst nach mehreren Resektionen. Schlingengrößen: diamantförmig 6x19 mm, hexagonal 10x27 mm, deltaförmig 20x32 mm.</p> |                        |        |    |

## Einweg-Polypektomieschlingen für mehrere Polypen, **Lariat**

Spezialschlinge mit drei Schlingengrößen in einem Instrument für das Abtragen mit oder ohne HF-Strom



|                                                                                    | Produktnummer                                                                       | Merkmale                                                                 | ø Katheter                                                                                                                                                                                                                                                                  | ø Schlinge             | Länge  | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----|
|  | 711119                                                                              | Lariat® Polypektomieschlinge mit drei Schlingengrößen, hybrid kalt-heiss | 2,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 mm<br>10 mm<br>30 mm | 230 cm | 10 |
|                                                                                    |  |                                                                          | <p>Das multifunktionale Design der Schlinge unterstützt die vielfältigen Bedürfnisse einschliesslich Resektion mehrerer Polypen. Schlingengrößen: diamantförmig 6 mm, hexagonal 10 mm, oval 30 mm. «Memory Wire» für eine bleibende Form auch bei mehreren Resektionen.</p> |                        |        |    |




## Compacted Wire Technologie (CWT)

Die Compacted Wire Technologie kombiniert die Vorteile einer monofilen Schlinge und einer Schlinge mit Litze:

- Leichtere Positionierung bei flachen Läsionen
- Schonende Gewebeabtragung

## Einweg-Polypektomieschlingen (CWT)



|                                                                                     | Produktnummer        | Merkmale                                         | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-B1-10-23-220-OL | Polypektomieschlinge Konvex, CWT                 | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-15-23-220-OL | Polypektomieschlinge Konvex, CWT                 | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-20-23-220-OL | Polypektomieschlinge Konvex, CWT                 | 20 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge Konvex, CWT                 | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-40-23-220-OL | Polypektomieschlinge Konvex, CWT                 | 40 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-10-23-260-OL | Polypektomieschlinge Konvex, Ballon-Enteroskopie | 10 mm      | 260 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-15-23-260-OL | Polypektomieschlinge Konvex, Ballon-Enteroskopie | 15 mm      | 260 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-20-23-260-OL | Polypektomieschlinge Konvex, Ballon-Enteroskopie | 20 mm      | 260 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B1-30-23-260-OL | Polypektomieschlinge Konvex, Ballon-Enteroskopie | 30 mm      | 260 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     |                      |                                                  |            |        |                |    |








Abbildung: POL1-D1-30-23-220-OL

## Einweg-Polypektomieschlingen (CWT)



|                                                                                                                                                                          | Produktnummer        | Merkmale                                   | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|--------|----------------|----|
| <br> | POL1-D1-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge<br>Konvex, Kombi, CWT | 15   30 mm | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                                                                                                          | POL1-K1-25-23-220-OL | Polypektomieschlinge<br>Asymmetrisch, CWT  | 25 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |






Stufenlose Drehung auch bei Inversion

Abbildung: POL1-B8-30-23-220-OL

## Einweg-Polypektomieschlingen (Litze)



|                                                                                     | Produktnummer        | Merkmale                            | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-B7-10-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B7-15-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B7-20-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 20 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B7-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|  | POL1-B8-10-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B8-15-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B8-22-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 22 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-B8-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|  | POL1-F1-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Hexagonal     | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |










Abbildung: POL1-B9-15-23-220-OL

## Einweg-Polypektomieschlingen (Monofil)



|                                                                                    | Produktnummer        | Merkmale                            | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-B9-10-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                    | POL1-B9-15-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                    | POL1-B9-22-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 22 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                    | POL1-B9-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval          | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|  | POL1-B3-10-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                    | POL1-B3-15-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                    | POL1-B3-22-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 22 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                    | POL1-B3-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, drehbar | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |




Abbildung: POL1-C5-22-23-220-OL

## Einweg-Polypektomieschlingen für EMR, **ResectionMaster**



|                                                                                     | Produktnummer        | Merkmale                                            | ø Schlinge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-C5-10-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, Flachband-Schneidedraht | 10 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-C5-15-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, Flachband-Schneidedraht | 15 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-C5-22-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, Flachband-Schneidedraht | 22 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                     | POL1-C5-30-23-220-OL | Polypektomieschlinge, Oval, Flachband-Schneidedraht | 30 mm      | 220 cm | 2,8 mm         | 10 |




Abbildung: POL1-H4-15-27-230-OL

Einweg-Polypektomieschlingen mit Injektionsnadel, **SnareInflator**




|                                                                                     | Produktnummer        | Merkmale                                                              | ø Schlinge | Nadellänge | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|----|
|  | POL1-H4-15-27-230-OL | SnareInflator Polypektomieschlinge mit Injektionsnadel, Oval, CWT     | 15 mm      | 5 mm       | 230 cm | 3,2 mm         | 5  |
|                                                                                     | POL1-H3-22-27-230-OL | SnareInflator Polypektomieschlinge mit Injektionsnadel, Oval, monofil | 22 mm      | 5 mm       | 230 cm | 3,2 mm         | 5  |
|                                                                                     | POL1-H3-30-27-230-OL | SnareInflator Polypektomieschlinge mit Injektionsnadel, Oval, monofil | 30 mm      | 5 mm       | 230 cm | 3,2 mm         | 5  |

Einweg-Polypektomieschlingen mit Injektionsnadel, **iSnare**

Spezialschlinge mit drei Schlingengrößen und Nadel in einem Instrument, für das Abtragen mit oder ohne HF-Strom




|                                                                                     | Produktnummer | Merkmale                                                               | ø Katheter | ø Schlinge | Nadellänge | Länge  | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|----|
|  | 711084        | iSnare® Polypektomieschlinge mit Injektionsnadel, drei Schlingengrößen | 2,5 mm     | 6 mm       | 5 mm       | 230 cm | 5  |
|                                                                                     |               |                                                                        |            | 10 mm      | (25 Gauge) |        |    |
|                                                                                     |               |                                                                        |            | 30 mm      |            |        |    |



Das multifunktionale Design der Lariat-Schlinge 711119 unterstützt die vielfältigen Bedürfnisse einschliesslich Resektion mehrerer Polypen und Hämostase.



20% reduzierte Reibung  
für präzise Punktion



20% leichteres Einstechen

80% weniger Kraftaufwand  
beim Injizieren



# INJEKTIONS- NADELN

\* im Vergleich zu bisherigen Injektionsnadeln



## Einweg-Injektionsnadeln, **Icus<sup>2</sup>**



|                                                                                  | Produktnummer       | Merkmale                                                                                                   | ø Nadel   Länge          | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|----|
|  | INJ1-A2-05-4-23-230 | Icus Injektionsnadel, Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl geeignet                           | 0,5 mm   4 mm (25 Gauge) | 230 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                  | INJ1-A2-07-4-23-230 | Icus Injektionsnadel, Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl geeignet                           | 0,7 mm   4 mm (22 Gauge) | 230 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                  | INJ1-A2-07-5-23-230 | Injektionsnadel, Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl geeignet                                | 0,7 mm   5 mm (22 Gauge) | 230 cm | 2,8 mm         | 10 |
|                                                                                  | INJ1-A2-09-5-23-230 | Icus Injektionsnadel, Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl geeignet                           | 0,9 mm   5 mm (20 Gauge) | 230 cm | 2,8 mm         | 10 |
|  | INJ1-A3-07-5-18-240 | Manta Injektionsnadel, Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl geeignet, für Ballon-Enteroskopie | 0,7 mm   5 mm (22 Gauge) | 240 cm | 2,0 mm         | 5  |

## Einweg-Injektionsnadeln zur Sklerosierung, **Carr-Locke**



|                                                                                    | Produktnummer | Merkmale                                                                                                   | ø Nadel   Nadelhub       | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|----|
|  | 711811        | Carr-Locke Injektionsnadel, röntgendichte Spitze und Schaft, 1-lumig, Metallspirale, LuerLock Verriegelung | 0,5 mm   5 mm (25 Gauge) | 230 cm | 2,8 mm         | 5  |
|                                                                                    | 711812        | Carr-Locke Injektionsnadel, röntgendichte Spitze und Schaft, 1-lumig, Metallspirale, LuerLock Verriegelung | 0,6 mm   5 mm (23 Gauge) | 230 cm | 2,8 mm         | 5  |
|                                                                                    | 711822        | Carr-Locke Injektionsnadel, röntgendichte Spitze und Schaft, 1-lumig, Metallspirale, LuerLock Verriegelung | 0,5 mm   5 mm (25 Gauge) | 230 cm | 2,0 mm         | 5  |

Die Nadel lässt sich immer ausfahren, selbst bei schwierigsten Eingriffen. LuerLock Verriegelung. Auch geeignet für die Verwendung mit Duodenoskopen.




## Einweg-Fibrinnadel (Mischkammertechnik)



|                                                                                   | Produktnummer | Merkmale                                                              | ø Katheter | ø Nadel   Nadelhub       | Länge  | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|----|
|  | DFN-8-210     | Fibrinnadel, PTFE-Katheter, 2 LL-Anschlüsse, 2-lumig, Rastmechanismus | 2,6 mm     | 0,8 mm   5 mm (21 Gauge) | 210 cm | 10 |



## Einweg-Sprühkatheter



|                                                                                    | Produktnummer  | Merkmale      | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|----|
|  | SPE1-C6-18-220 | Sprühkatheter | 220 cm | 2,0 mm         | 10 |

## Einweg-Untersuchungshosen für die Koloskopie, **Colo-Pants**



|                                                                                     | Produktnummer       | Merkmale                                                                                                                                  | Weite | Länge | VE  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
|  | MIS1-Colo-Pants1    | Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, Vlies, Gummizug, hinten geschlitzt, <u>ohne</u> Klappe                                          | 61 cm | 65 cm | 100 |
|  | MIS1-Colo-Pants     | Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, Vlies, Gummizug, geschlitzt <u>mit Klett-Abdeckung</u> , verlängerte Bundhöhe                   | 70 cm | 60 cm | 100 |
|                                                                                     | MIS1-Colo-Pants-XXL | Koloskopie-Untersuchungshose, dunkelblau, <u>Extragross</u> Vlies, Gummizug, geschlitzt <u>mit Klett-Abdeckung</u> , verlängerte Bundhöhe | 85 cm | 70 cm | 10  |

## Einweg-Zytologiebürsten



|                                                                                  | Produktnummer | Merkmale                                                                          | ø Bürste | Länge  | ø Arbeitskanal | VE |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|----|
|  | WS0373016     | Zytologiebürste für Gastroskope, mit Handgriff, 1 Lumen, distaler Protektionskopf | 3,0 mm   | 160 cm | 2,8 mm         | 5  |
|                                                                                  | WS0373022     | Zytologiebürste für Koloskope, mit Handgriff, 1 Lumen, distaler Protektionskopf   | 3,0 mm   | 220 cm | 2,8 mm         | 5  |

## Einweg-Zytologiebürsten, **Infinity**



|                                                                                     | Produktnummer | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                              | ø Katheter | ø Bürstenkopf | Länge  | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|----|
|  | 711499        | Infinity® Zytologiebürste für Koloskope zur Zellproben-Entnahme                                                                                                                                                                                                       | 2,4 mm     | 3,0 mm        | 230 cm | 5  |
|                                                                                     |               | Spezialbürste zur Entnahme zytologischer Zellproben im oberen und unteren GI-Trakt. Die spezielle Bürstenanordnung mit steifen Borsten aussen und weichen Borste in der Mitte ergibt einen wesentlich besseren Zellabstrich. Jede Bürste ist einzeln steril verpackt. |            |               |        |    |



Uneingeschränkte Absaugfunktion  
Sichere und einfache Probenentnahme

## KOALA



### Kontinuität in der Anwendung!

Schafft zwar keine zwei Kilo Eukalyptus, dafür aber sicher und sauber unzählige Polypen. Die zwei entnehmbaren Siebe der

Polypenfalle erlauben die einfache Entnahme der Gewebeproben und schützen so vor Kontamination mit Biomaterial.


## Minimiertes Kontaminationsrisiko

Durch die zwei integrierten Siebe ist die Ablage eines kontaminierten Siebes ausserhalb des Systems nicht notwendig. Aus diesem Grund ist die Kontamination mit Biomaterial und somit das Infektionsrisiko minimiert.



## Einweg-Polypenfallen, **Koala**



|                                                                                     | Produktnummer | Merkmale                                                                                                                                             | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | TRP1-S2       | Koala Polypenfalle von Fujifilm Medwork mit 2 weissen Siebbehältern für ein einfaches Bergen von Polypen, inkl. Anschlussschlauch 15 cm              | 25 |
|                                                                                     | TRP1-S4       | Koala Polypenfalle von Fujifilm Medwork mit 2 weissen und 2 grauen Siebbehältern für ein einfaches Bergen von Polypen, inkl. Anschlussschlauch 15 cm | 25 |
|  |               |                                                                                                                                                      |    |

## Einweg-Polypenfallen, **eTrap**




|                                                                                     | Produktnummer | Merkmale                                                                                                                                                                              | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 711099        | eTrap® Polypenfalle von Steris Endoscopy für einfaches Bergen von Polypen                                                                                                             | 25 |
|                                                                                     |               | Die Siebschubblade fängt den kompletten abgetragenen Polypen auf, Schublade herausziehen und Probe entnehmen. Die zweite Siebschubblade ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. |    |




## Einweg-Bergungsnetze für Polypen, Roth Net



|                                                                                   | Produktnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merkmale                       | ø Katheter | Länge  | Netz     | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|----------|----|
|  | 711150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roth Net® Polypen Bergungsnetz | 2,5 mm     | 230 cm | 3 x 6 cm | 5  |
|                                                                                   | Das Netz kann für grosse Polypen, multiple Polypen und sogenannte «piece meal» Polypen eingesetzt werden. Das spezielle gewobene Netz für diese Anwendung (be-)hält Polypen sicher und fest für genaue hystopathologische Resultate. Gleichzeitig hat es eine höhere Transparenz für einen besseren Überblick. |                                |            |        |          |    |

## Einweg-Fremdkörper-Schutzkappen



|                                                                                     | Produktnummer                                                                                                                                             | Merkmale                                                       | ø Öffnung distal | ø Öffnung proximal | Länge  | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|----|
|  | WS0420000                                                                                                                                                 | Schutzkappe für die Entfernung von Fremdkörpern, enthält Latex | 40 mm            | 8,3 mm             | 7,5 cm | 10 |
|                                                                                     | Die Kappe wird über das distale Ende des Endoskops gestülpt und schützt Cardia, Ösophagus und Pharynx bei der endoskopischen Entfernung von Fremdkörpern. |                                                                |                  |                    |        |    |

## Einweg-Fremdkörperzangen, **Raptor**




|                                                                                   | Produktnummer | Merkmale                                    | ø Katheter | Länge  | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|--------|----|
|  | 711177        | Raptor® hybride Fremdkörper-Fasszange       | 2,4 mm     | 230 cm | 5  |
|                                                                                   | 711178        | Raptor® hybride Fremdkörper-Fasszange, Mini | 1,9 mm     | 200 cm | 5  |

Fasszange mit hybridem Maulteil (Alligator und Rattenzahn). Diese Kombination ermöglicht ein extrem gutes Fassen von Fremdkörpern im oberen und unteren Magen-Darm-Trakt sowie im Gallengang.

Der Schaft der Zange ist distal mit einer Metallspirale ausgerüstet und der proximale Bereich mit einem Kunststoff-Katheter beschichtet. Dies gewährleistet eine extreme Flexibilität und bestens geeignet für Duodenoskope. Die Zange funktioniert auch in retrograder Position einwandfrei.

## Einweg-Fremdkörperzangen, **FOR**



|                                                                                    | Produktnummer  | Merkmale                                                                                     | Öffnungs-<br>weite | ø Katheter | Länge  | ø Arbeits-<br>kanal | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|---------------------|----|
|  | FOR1-A1-23-230 | Fremdkörperzange, Alligator, Metallfeder, beschichtet                                        | 9 mm               | 2,3 mm     | 230 cm | 2,8 mm              | 10 |
|  | FOR1-A2-23-230 | Fremdkörperzange, Hybrid-branchen Alligator/Rattenzahn, Metallfeder, beschichtet             | 9 mm               | 2,3 mm     | 230 cm | 2,8 mm              | 10 |
|  | FOR1-P1-18-230 | Fremdkörperzange, Pelikan, Metallfeder, beschichtet, kompatibel mit pädiatrischen Endoskopen | 9 mm               | 1,8 mm     | 230 cm | 2,0 mm              | 5  |
|                                                                                    | FOR1-P1-23-230 | Fremdkörperzange, Pelikan, Metallfeder, beschichtet                                          | 15,5 mm            | 2,3 mm     | 230 cm | 2,8 mm              | 5  |
|  | FOR1-H3-23-230 | Fremdkörperzange, Dreiarms-Greifer, PTFE-Katheter                                            | -                  | 2,3 mm     | 230 cm | 2,8 mm              | 5  |



#beweglich

Mehrdimensionale Schnittführung  
für präzises Freischneiden der Halteplatte

Präzise Steuerbarkeit erleichtert die  
sternförmige Inzision der Mukosa

## FLAMINGO


### Buried-Bumper-Syndrom? Volle Flexibilität!

Inspiziert von der Natur, extrem beweglich und effektiv: Das neuartige Flamingo-Set ist die Antwort auf die therapeutischen Herausforderungen des Buried-Bumper-Syndroms.

Einfaches und präzises Freischneiden der Halteplatte der PEG-Sonde dank des einzigartigen Schneidedraht-Designs, das eine mehrdimensionale Schnittführung ermöglicht.


## Flamingo-Set für Buried-Bumper-Syndrom




| Produktnummer                                                                    | Merkmale                                              | Schnittlänge                 | Länge  | Für FD | VE |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|----|
|  | POL3-P2-40-30-30-OL                                   | Flamingo-Set, bestehend aus: |        |        | 1  |
|                                                                                  | 1 Flamingo für 15 Fr PEG-Sonde, 2 Lumen, CWT, drehbar | 6   10 mm                    | 30 cm  | ,035"  |    |
|                                                                                  | 1 Fremdkörperzange, Alligator/Rattenzahn              | -                            | 230 cm | -      |    |
|                                                                                  | 1 Führungsdraht, hydrophile Spitze                    | -                            | 120 cm | -      |    |




### PUSH-TECHNIK



**1** Sondierung der PEG-Sonde mittels Führungsdraht



**2** Freischneiden der PEG-Sonde mit dem Flamingo durch sternförmige Inzision



**3** Entfernung der PEG-Sonde aus dem Magen mit der Fremdkörperzange