

GANTS D'EXAMEN PURPLE NITRILE MAX*

LA BARRIÈRE DE PROTECTION MAXIMALE

PLUS LONGS

Manchette de 40 cm, jusqu'au milieu de l'avant-bras

- + Protection optimale : aucune pénétration de produits chimiques, pas de risques d'irritations cutanées
- + Résistance testée aux agents de chimiothérapie⁽¹⁾

PLUS ÉPAIS

Au bout des doigts

- + Protection multipliée par 2
- + Manipulation plus aisée des instruments tranchants et des produits chimiques

TEXTURÉS

Le bout des doigts et la paume sont entièrement texturés

- + Excellente prise dans les conditions sèches et humides




⁽¹⁾Les gants PURPLE NITRILE MAX* ont été testés avec plus de 50 agents chimiothérapeutiques différents conformément à la norme européenne EN374-1 et à la norme américaine ASTM D6978.



DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES SUPÉRIEURES


AQL

Avec un AQL de 1,0, la gamme de gants PURPLE NITRILE* de Halyard dépasse la limite acceptable.



ÉPAISSEUR DE LA PAUME (mm)

Les gants PURPLE NITRILE MAX* sont les plus résistants de la gamme Halyard, avec une épaisseur qui atteint 0,24mm.



RÉSISTANCE À LA RUPTURE (N)

Les gammes de gants d'examen PURPLE NITRILE* et STERLING NITRILE* de Halyard sont conformes à la norme, avec une résistance à la rupture de 6 N.

■ AVANT VIEILLISSEMENT
 ■ APRÈS VIEILLISSEMENT

