


Une offre complète de dispositifs pour soins critiques alliant sécurité et confort



**Solutions durables.
Partenaires pour de meilleurs soins.**

DISPOSITIFS DE FIXATION POUR CANULE TRACHÉALE

DISPOSITIFS DE FIXATION POUR SONDE D'INTUBATION

FIXATIONS ADHÉSIVES POUR SONDE NASO-GASTRIQUE

ATTELLES DE PERFUSION

CEINTURES ABDOMINALES

DISPOSITIFS DE FIXATION POUR SONDE DE FOLEY

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

3

4

6

8

9

10

11



Maintien sécurisé
des canules

Prévention des
irritations cutanées

Confort maximal
du patient

UN DISPOSITIF EN 2 PARTIES



UNE BANDE DE COU

- Intérieur hydrophile : mousse de polyuréthane
- Extérieur hydrophobe : nylon laminé
- Large, douce et confortable
- Ajustable à la taille du cou, avec possibilité de découpe
- 4 tailles : adulte, adolescent/enfant, nourrisson, grande taille



Absorbe l'humidité, évite la macération et les irritations, évite les enroulements dans les plis de cou, s'adapte à la morphologie du patient




UNE PARTIE ÉLASTIQUE

- En polyester
- Absence de compression
- Mobilité du patient en cas de toux ou d'œdèmes (uniquement pour TRAC-240 et TRAC-244)



Réduit le risque de décanulation

Fixation par 2 languettes d'attaches biseautées en nylon résistantes à l'humidité et faciles à introduire dans la collerette de trachéotomie



Vidéo de mise en place TRAC



Taille adulte
et pédiatrique

S'adapte à tous
types de canule

Sans latex

En place jusqu'à
3 jours*

DISPOSITIFS DE FIXATION POUR SONDE D'INTUBATION

BREEZELOCK SI-280/STABILOCK SI-270

Sécurité maximale
des sondes d'intubation

Prévention
des infections

Confort maximal
du patient



STABILOCK
SI-270

NOUVEAU
BREEZELOCK
SI-280




1 BASE ADHÉSIVE

- En caoutchouc médical tissé
- Velcro de qualité
- Sans résidu collant
- Extrémités faciles à manipuler avec des gants

 **Respectueuse de la peau, limite le risque d'allergie et d'irritation cutanée, application facile et rapide**

- Repositionnable : 4 positions

 **S'adapte à tout type de morphologie**




2 SANGLE DE MAINTIEN

- Intérieur hydrophile : mousse de polyuréthane
- Extérieur hydrophobe : nylon laminé
- Large, douce et confortable

 **Absorbe l'humidité, évite la macération et les irritations, évite les enroulements dans les plis de cou, permet un confort maximal du patient**

- Languettes de fermeture en nylon avec système pratique d'attaches auto-agrippantes

 **Sécurisation de la sonde, prévention du risque d'extubation accidentelle, positionnement rapide, soins facilités**



3 CANAL DE MAINTIEN

- Compatible avec les sondes de 7 à 10mm

 **Supporte les mouvements de rotation de la sonde et réduit le risque d'obstruction des voies respiratoires**



4 RAIL MOBILE **EXCLUSIVITÉ BREEZELOCK SI-280**

- Coulissant, idéal en décubitus ventral

 **Soins buccaux dentaires facilités
Gain de temps pour les équipes soignantes**

- **PROTECTEUR CUTANÉ INCLUS**
- **RUBAN ADHÉSIF INCLUS**



Vidéos de mise en place SI-270



 Taille unique
adulte

 En place jusqu'à
3 jours*

 Sans latex

*à changer selon le protocole en place de l'hôpital

Vidéos de mise en place SI-280



FIXATIONS ADHÉSIVES POUR SONDE NASO-GASTRIQUE ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN

NASO-160/NASO-161/NASO-163 UltraGrip™



Sécurité maximale

Confort maximal
du patient

Prévention
des infections

● LANGUETTES DE FIXATION

simple ou double

- Disposée(s) autour de la sonde pour un centrage parfait dans la narine, repositionnables
- Extrémités non collantes grâce aux languettes d'amorçage

Sécurisation maximale de la sonde, absence de contact de la sonde avec le nez, réduction des ulcérations nasales et escarres, pose facilitée avec les gants

● ADHÉSIF

- Respectueux de la peau
- Résiste à l'humidité
- Sans résidu collant
- Pas de recours aux produits de retrait

Réduit le risque de lésions cutanées, adhérence fiable, sécurisation maximale de la sonde

● BANDE DE TISSU

- Sans latex, matière respirante
- En place jusqu'à 3 jours

Confort maximal du patient, gain de temps et gain économique



Adapté aux
adultes et aux
enfants



S'adapte à toutes
les morphologies



En place jusqu'à **3 jours***
Bande en tissu résistante à l'humidité



Sans latex

*à changer selon le protocole en place de l'hôpital

NASO-163 UltraGrip™

NOUVEAU

LANGUETTE SIMPLE DE FIXATION

- Plus longue
- Pour un maintien renforcé sur la durée
- S'enroule en spirale

Facile à positionner, gain de temps

MATIÈRE ÉLASTIQUE

- Caoutchouc médical tissé avec adhésif sensible à la pression, matière respirante

S'étire et s'adapte à toutes les formes de nez et morphologies

LE + : PROTECTION EN MOUSSE NON-ADHESIVE

- A poser sur le bout du nez
- Guide le positionnement de la sonde pour un centrage parfait

Réduit le risque de lésions et irritations liées à la pression de la sonde et au sparadrap

NASO-160

DOUBLE LANGUETTES DE FIXATION

- Modèle plus grand

MATIÈRE ÉLASTIQUE

- Caoutchouc médical tissé avec adhésif sensible à la pression, matière respirante

S'étire et s'adapte à toutes les formes de nez et morphologies

- Facile à poser

NASO-161

DOUBLE LANGUETTES DE FIXATION

- Modèle plus petit

MATIÈRE NON ÉLASTIQUE

- Ruban de polyester non tissé avec adhésif sensible à la pression, toucher velours

Confort et esthétique

- Convient aux peaux fragiles



Vidéo de mise en place NASO



Vidéo de mise en place NASO
UltraGrip™ par voie orale

ATTELLES DE PERFUSION

PERF-650/651/652/653



Maintien et stabilisation parfaite
du poignet lors des perfusions

Confort maximal
du patient

● MATIÈRE DOUCE ET CONFORTABLE

- Matériau doux et moelleux avec rembourrage épais
- Application rapide sans ruban adhésif

👍 Réduction des lésions cutanées, confort maximal des patients

 Sans latex

● PARTIE CENTRALE

- Intérieur pliable et malléable
- PERF-653 peut être utilisé sur le poignet et le talon

👍 Positionnement et immobilisation du poignet lors de la pose de perfusions intraveineuses ou voies artérielles, réduit le risque de délogement, formée selon les positions désirées

● SYSTÈME D'ATTACHE PAR FIXATION AUTO-AGRIPPANTES

- Attache à n'importe quel point de l'attelle

👍 Pas compression en cas d'œdème, accès facilité à la zone de soin

 4 tailles : adulte, enfant, nourrisson, nouveau-né



Vidéo de mise en place PERF

CEINTURES ABDOMINALES

ABDO-525/410/411/418/810/818/820/920

Idéal pour césarienne, gynécologie, bariatrie, chirurgie plastique/cosmétique, hernie, chirurgie spinale, laparatomie, hypotension orthostatique.



Prévention des complications
post-opératoires

Confort et sécurité
du patient

● MATIÈRE EXTENSIBLE UNIQUE

- Structure innovante en panneau élastique
- Ne s'effiloche pas après découpe
- Utilisé comme un support de pansement abdominal

👍 Compression homogène et soutien ferme réduisant la douleur, limite le risque de réouverture des plaies, favorise le rétablissement

● BANDE EASYGRIP™

- Peut maintenir en place jusqu'à 4 ampoules de drainage de 100 ml

👍 Contrôle, vidange et retrait rapides, déplacements facilités



● SYSTÈME D'ATTACHE AUTO-AGRIPPANT AJUSTABLE

- A fixer à n'importe quel point de la surface de la ceinture

👍 Ajustement parfait et compression conforme à celle souhaitée, accès et mise en place rapides, gain de temps



● POINTS DE COUTURE INNOVANTS

- Coutures sans espace intercalaire pour ne pas pincer la peau

👍 Empêche la peau de passer à travers les coutures, évite les effilements et les plis



Vidéo de mise en place ABDO




● LANGUETTES DE FIXATION

- Repositionnables
- Compatibles avec tout type de sonde de Foley
- Evitent les mouvements de va-et-vient et les délogements accidentels

 **Maintien sécurisé, réduit le risque d'irritation du méat et de traumatisme suite au retrait, prévient les infections urinaires, facilite les soins**

● SYSTÈME FIN SANS PLASTIQUE DUR

 **Réduit le risque d'irritation et de lésion de la peau, améliore le confort des patients**



FOLEY-150
Patch de fixation pour sonde de Foley Hold-n-Place®

- Support adhésif fiable, résistant à l'eau et adhérent à la peau jusqu'à 3 jours
- Respectueux de la peau, sans résidu au retrait
- Surface annotable
- Taille unique

 **Maintien sécurisé pour les courtes durées**



FOLEY-316 et FOLEY-330
Bande de jambes pour sonde de Foley Hold-n-Place®

- Bande de tissu douce, souple et extensible
- Fixation à la cuisse (jusqu'à 76cm) : FOLEY-316
- Fixation en ceinture (jusqu'à 142cm) : FOLEY-330
- Compression uniforme
- Mobilité patient parfaite

 **Maintien sécurisé de longue durée**

Dispositifs de fixation pour canule trachéale		
TRAC-240	Dispositif de fixation pour canule trachéale - Adulte - L 2,54 cm x l 49,5 cm	10/boîte
TRAC-241	Dispositif de fixation pour canule trachéale - Enfant/Adolescent - L 2,54 cm x l 46 cm	10/boîte
TRAC-242	Dispositif de fixation pour canule trachéale - Nourrisson - L 1,91 cm x l 23 cm	10/boîte
TRAC-244	Dispositif de fixation pour canule trachéale - Grande Taille - L 3,81 cm x l 71 cm	10/boîte

Dispositifs de fixation pour sondes d'intubation		
SI-270	StabiLock® - Dispositif de fixation pour sonde d'intubation - Taille de la sonde : 7-10mm	10/boîte
SI-280	BreezeLock® - Dispositif de fixation pour sonde d'intubation - Taille de la sonde : 7-10mm	10/boîte

Fixations adhésives pour sondes naso-gastriques		
NASO-161	Fixation adhésive pour sonde naso-gastrique - double languettes, matière élastique	50/boîte
NASO-160	Fixation adhésive pour sonde naso-gastrique - double languettes, matière non élastique	50/boîte
NASO-163	UltraGrip™ - Fixation adhésive pour sonde naso-gastrique - simple languette, matière élastique	50/boîte

Attelles de perfusion		
PERF-650	Attelle de perfusion - Adulte - 23 cm x 9 cm	10/boîte
PERF-651	Attelle de perfusion - Enfant et adulte mince - 13,7 cm x 6,4 cm	10/boîte
PERF-652	Attelle de perfusion - Nourrisson - 11,4 cm x 4,4 cm	10/boîte
PERF-653	Attelle de perfusion - Nouveau-né - 10,8 cm x 2,5 cm	10/boîte

Ceintures abdominales			
ABDO-525	71 - 127 cm	2 bandes (15 cm)*	Emballage individuel
ABDO-410	76 - 114 cm	3 bandes (23 cm)*	
ABDO-411	117 - 157 cm	3 bandes (23 cm)*	
ABDO-418	152 - 191 cm	3 bandes (23 cm)*	
ABDO-810	76 - 114 cm	4 bandes (23 cm)*	
ABDO-811	117 - 157 cm	4 bandes (30 cm)*	
ABDO-818	152 - 191 cm	4 bandes (30 cm)*	
ABDO-820	208 - 239 cm	4 bandes (30 cm)*	
ABDO-920	208 - 239 cm	5 bandes (38 cm)*	

Dispositifs de fixation pour sondes de Foley		
FOLEY-150	Patch de fixation pour sonde de Foley / Taille Unique	50/boîte
FOLEY-316	Bande de jambe, convient jusqu'à 76 cm	10/boîte
FOLEY-330	Bande de jambe, convient jusqu'à 142 cm	10/boîte





DUOMED

by Palex

www.duomed.com

Les sangles de maintien pour sonde d'intubation, les portes sonde naso-gastriques, les sangles de maintien de canule trachéale, les fixations et patches pour sonde de Foley, les ceintures abdominales et les attelles de perfusion sont des dispositifs médicaux de classe I (Medical Device Safety Service GmbH).

Fabriqué par : DALE Medical

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

Produits non pris en charge au titre de la LPPR (Liste des produits et prestations remboursables au titre de l'article L-165-1 du code de la sécurité sociale).

Date de dernière modification : 26 février 2025

PUB000020_Brochure DALE_fev25_EXTERNE

Info générale

+33 (0)3 89 06 14 44

info.fr@duomed.com

Support technique

+33 (0)3 89 06 53 00

support.fr@duomed.com

Commandes clients

+33 (0)3 89 06 14 44

commandes@duomed.com