

COBRA CLIP

ENDOSCOPIC HEMOCLIPS

SECURE / GRIP / RESILIENCE



Der neue CobraClip 20 mm
Maximale Öffnungsweite.
Optimale Verschlusskraft.



DUOMED
by Palex



VYTIL

Der neue **CobraClip 20 mm** mit **maximaler Öffnungsweite** & **optimaler Verschlusskraft!** Entwickelt für anspruchsvollste Bedingungen.

12 Greifzähne

Maximale Gewebegreifigkeit für die Behandlung grosser Läsionen

Einteiliger Clip mit elastischer Struktur

Starke Schliesskraft, angepasst an das Zielgewebe

20 mm

Rutschfeste Clip Spitzen

Hervorragende Gewebegreifigkeit

Ergonomischer Griff

Präzise Öffnungs- und Schliesskontrolle für ein effizientes Auslösemanagement

Die Sicherheitsverriegelung rastet nach der Auslösung ein

Flexibles Katheterende

Zuverlässige Verschluss- & Rotationsleistung, selbst unter schwierigen Bedingungen

1:1-Rotation

Intuitive Handhabung, während die Hand am Griff bleibt

Produktnummer	Clip		Katheter		Farbcode
	Max. Öffnungsweite (mm)	Clip-Winkel (°)	Ø (mm)	Länge (cm)	
VTL/HC20-90-23-235	20	90	2.3	235	●



161 avenue Gallieni,
93170 Bagnole, France
info@vytil.com / www.vytil.com

Distributed by



T + 41 (0)41 510 07 00 • info.ch@duomed.com
www.duomed.com • [in](#) Duomed Swiss AG