




**LIFE PARTNERS
EUROPE**

part of the DUOMED group

TUBULURES À USAGE UNIQUE



TUBULURE D'INSUFFLATION

VTL/IIT-001



**TUBULURE
D'IRRIGATION**

VTL/IIT-005



**TUBULURE AVEC FILTRE
HYDROPHOBE POUR CO₂**

VTL/CFT-001



**CONNECTEUR
WATER JET**

VTL/WJC-241



TUBULURES & CONNECTEURS

| Références | Compatibilité endoscope | Compatibilité pour insufflation CO2 | Particularités | QML* |
|---|------------------------------------|--|---|------|
| Tubulures d'insufflation pour endoscopes - Usage 24 heures | | | | |
| VTL/IT-001-WO | Olympus séries 140/160/180/190/290 | Non | - | 40 |
| VTL/IT-001 | | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 10 cm | 40 |
| VTL/IT-001-EX | | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 110 cm | 40 |
| VTL/TB1101 | Fujifilm séries 500/600 | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 10 cm | 40 |
| VTL/TB1102EX | | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 110 cm | 40 |
| VTL/TB1201 | Fujifilm série 700 | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 10 cm | 40 |
| VTL/TB1202EXT | | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 100 cm | 40 |
| VTL/TB0406 | Pentax | Non | Connexion directe sur le processeur Pentax | 40 |
| VTL/TB0403EXT | | Oui | Tubulure de connexion CO ₂ de 100 cm | 40 |
| Tubulure CO2 avec filtre hydrophobe - Usage 24 heures | | | | |
| VTL/CFT-001 | - | Compatible toute source CO2 avec connexion luer lock | Longueur de la tubulure : 210 cm | 60 |
| Connecteur de façade insufflateur CO2 - Réutilisable | | | | |
| VTL/CN04 | - | Insufflateur Olympus UCR | Réutilisable | 5 |

| Tubulure d'irrigation pour pompes de lavage - Usage 24 heures | | | | |
|--|--|----------------------------------|------|--|
| Références | Compatibilité pompe de lavage | Particularités | QML* | |
| VTL/IT-005 | Olympus AFU-100, Olympus OFF, Endogator EGP-100, ERBE EIP2, Endo-technik | Longueur de la tubulure : 323 cm | 40 | |

| Connecteurs Water Jet pour tubulure d'irrigation - Usage unique | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------|--|
| Références | Compatibilité endoscope | Particularités | QML* | |
| VTL/WJC-241 | Olympus | Métal et plastique | 100 | |
| VTL/WJC-251 | Olympus | Plastique | 100 | |
| VTL/CN02 | Pentax | Plastique | 100 | |
| VTL/CN03 | Fujifilm | Plastique | 100 | |

* QML : Quantité minimale de livraison

VTL/IT-001-WO - VTL/IT-001 - VTL/IT-001-EX - VTL/IT-005 : Dispositifs médicaux de classe Is - fabriqués par Changzhou Intl. Trade & Enterprises Cooperative Co., Ltd. (Chine) - CE en auto-certification

VTL/CFT-001 : Dispositif médical de classe I - fabriqués par Changzhou Intl. Trade & Enterprises Cooperative Co., Ltd. (Chine) - CE en auto-certification

VTL/CN04 : Dispositif médical de classe I - fabriqué par fabriqués par Suzhou GZM Medical CO., Ltd. (Chine) - CE en auto-certification.

VTL/TB1201 - VTL/TB1202EXT - VTL/TB1101 - VTL/TB1102EX - VTL/TB0406 - VTL/TB0403EXT - VTL/CN02 et VTL/CN03 : Dispositifs médicaux de classe IIa - fabriqués par Suzhou GZM Medical CO., Ltd. (Chine) - Marquage CE accordé par TÜV SÜD, n° d'organisme : 0123.

VTL/WJC-241 et VTL/WJC-251 : Dispositifs médicaux de classe IIa - fabriqués par Changzhou Endoclean Medical Device Co., Ltd (Chine) - Marquage CE accordé par TÜV SÜD, n° d'organisme : 0123.

Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : consulter la notice. Novembre 2021